

Riesgo biológico

Fundas de transporte

Ya sea que esté almacenando suministros o transportando materiales peligrosos para procesar, VCI lo tiene cubierto con las opciones adecuadas para satisfacer sus necesidades.

- Reducir la exposición de los empleados a materiales de riesgo biológico
- Cumplir con los requisitos reglamentarios para el transporte posterior al caso de materiales de riesgo biológico
- Alertar a los usuarios sobre contenidos de riesgo biológico con indicadores visuales

TAMAÑOS DE CUBIERTAS PARA TRANSPORTE DE RIESGOS BIOLÓGICOS

VAE5429	54" x 29" Transparente	20/CA
VAE5430	54"x" 29" Rojo	20/CA
VAE9672	72"x96" Claro	20/CA
VAE9673	72"x96" Rojo	20/CA

PELIGRO BIOLÓGICO EXTRA ALTO CUBIERTAS DE TRANSPORTE

VAE5429XT 54"x29"x60" Transparente	20/CA
VAE5430XT 54"x29"x60" Rojo	20/CA

La abertura con banda se fija a la mesa.

Múltiples etiquetas de riesgo biológico

Tamaño adecuado para mesas de quirófano estándar y extragrandes





Instrucciones para el etiquetado de materiales peligrosos en el transporte:

1. Coloque los instrumentos y materiales usados en bandejas resistentes a perforaciones.
2. Haga una bolsa a prueba de fugas envolviendo las bandejas en la cubierta de la mesa trasera.
3. Cubra la mesa trasera con la cubierta de transporte de riesgo biológico.

CUMPLIMIENTO

VCI garantiza que el personal clínico cumpla con las pautas AORN, ANSI/AAMI, AST y los estándares OSHA para identificar materiales biológicamente peligrosos durante el transporte.

AORN

AORN 2015:419-451

Directrices para la prevención de infecciones

transmisibles: "Artículos que son contaminados con sangre

o tejido...fluidos corporales u otros materiales potencialmente infecciosos...

"Deben colocarse en contenedores o bolsas que se puedan cerrar y a prueba de fugas, que estén codificados por colores, etiquetados o rotulados para una fácil identificación como desechos biológicos peligrosos".

OSHA

OSHA 29 CFR 1910.1030:

"Se observarán precauciones universales

para evitar el contacto con sangre u otros materiales

potencialmente infecciosos...

El contenedor para almacenamiento, transporte o envío deberá estar etiquetado o

codificado por colores...y

cerrados antes de ser almacenados, transportados o enviados".

ANSI/ ETIQUETA

ANSI/AAMI ST79:2017

Sección 6.2; 6.4:

"Contenedores, dispositivos o Los carros deben estar marcados con un riesgo biológico etiqueta u otro

medios para identificar contaminados

contenido; también se puede utilizar una bolsa o recipiente rojo para indicar que el contenido es peligroso."

AST

Norma de práctica AST para la

descontaminación de instrumentos quirúrgicos, II,3,B y II,3,B,2:

"Contaminado

Los instrumentos deben

permanecer contenidos durante el transporte...

Mediante el uso de algún tipo de contenedor identificado. Los tipos de

contenedores recomendados

incluyen carritos cerrados,

contenedores con tapa y

contenedores impermeables.

Bolsas que se pueden utilizar solas o en combinación".

Para obtener más información, comuníquese con Vital Care Industries hoy mismo al 888.682.5856 o info@vitalcareindustries.com.

Industrias de cuidado vital
7650 West 185th Street, Suite C
Parque Tinley, Illinois 60477

